

Produktinformation

Pack zu 4 Urinstein - Löser

Anwendungsbereiche:

Pack zu 4 ist ein Reinigungsmittel für alle säurebeständigen Materialien und Oberflächen im Nassbereich, Fliesen, Sanitärporzellan und Edelstahloberflächen, z.B. Toilette, WC, Urinal, Pissoir, Bidet etc...
Im Sanitärbereich beseitigt Pack zu 4 hygienisch sauber und kraftvoll Ablagerungen von Urinstein, Kalk, Wasserstein, Rost, Schmutz und entfernt unangenehme Gerüche.

Dosierung:

1. Für Grund- und Intensivreinigung: 1l / 10L Wasser (10%-ig)
Lösung auf die zu reinigenden Flächen geben, 10-20 Minuten einwirken lassen und dann nachspülen.
ggf. zusätzlich bürsten, reiben oder den Vorgang wiederholen.
Bei hartnackigen Fällen Produkt in höherer Konzentration bis pur anwenden.
2. Unterhaltsreinigung: 100ml/10L Wasser; Lösung aufbringen, einwirken lassen, abspülen

TIPP: Fliesenfugen vornässen

Eigenschaften:

Pack zu 4 entfernt schnell und gründlich Urinstein, Kalk, Wasserstein, Rost und Schmutzablagerungen

Pack zu 4 nicht auf kalkgebundenen Natursteinen wie z. B. Marmor, Solnhoferplatten, Travertin, Muschelkalk, sowie nicht auf verchromten Armaturen und Emaille anwenden.

Vor der Anwendung auf Kunststoff und Armaturen unbedingt Anleitung des Herstellers beachten. Ggf. mit verdünnter Lösung und kurzer Einwirkzeit ein Materialprüfung durchführen.

Physikalisch-Chemische Daten:

Aussehen:	rötliche Flüssigkeit
Geruch:	produktspezifisch
pH-Wert im Lieferzustand:	pH <1
Dyn. Viskosität (20° C):	1,29 g/mL
Dichte (20° C):	< 30 mPas

Hinweise auf besondere Gefahren und Sicherheitsratschläge:

Pack zu 4 enthält Phosphorsäure > 25%. Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur in Originalverpackung aufbewahren. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Behälter nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

Inhaltsstoffe:

< 5 % nichtionische Tenside.

Gebindegrößen:

1460100	1 L Flasche
1460301	13 kg Kanister
1460900	12 x 1 L Flaschen

Produktinformation

Pack zu 4 Urinstein - Löser

- Kein Publikumsprodukt. Nur für die gewerbliche Anwendung!
- Lagerung und Transport nur aufrecht stehend im Originalgebinde zulässig.
Lagerung: kein direktes Sonnenlicht, frostfrei, kühl bis max.35°C
- Nie mit anderen Produkten mischen!
- Nicht in andere, nicht dafür vorgesehene Behälter, z.B. Flaschen umfüllen!
- Farbschwankungen des Produktes sind rohstoff- und lagerbedingt, aber kein Qualitätsmangel.

Die Informationen entsprechen unseren Erfahrungen und unserem Kenntnisstand. Eine Verbindlichkeit bzw. entsprechende Ansprüche können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfall sollte der Verwender die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Produkt immer an unauffälliger Stelle prüfen. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorherigen Datenblätter für dieses Produkt ihre Gültigkeit.