

Produktinformation

Exporit Rentex

Anwendungsbereiche:

Exporit Rentex ist Multi-Konzentrat Unterhalts-Reiniger, ein schaumarmer, neutraler Fußboden-Reiniger für alle Reinigungsverfahren.

Dosierung:

1. Fußböden: 20 mL Rentex Unterhalts-Reiniger Multi-Konzentrat auf 10 L Wasser.
im Reinigungs-Automaten: 50-100ml/10l Wasser
2. Arbeitsflächen: 10 mL Rentex Unterhalts-Reiniger Multi-Konzentrat auf 10 L Wasser. Nicht mit klarem Wasser nachwischen.
3. Cleaner-Verfahren: 30 mL Rentex Unterhalts-Reiniger Multi-Konzentrat auf 1 L Wasser.
Intensivreinigung im Cleaner Verfahren: 100-200ml/10l als Sprühlösung
4. Sprühextraktion: 30 mL Rentex Unterhalts-Reiniger Multi-Konzentrat auf 8 L Wasser.

Eigenschaften:

Exporit Rentex reinigt streifenfrei und schonend Kunststoff- und Steinböden, Linoleum, Wandfliesen, Marmor, versiegelte Holz- und Parkettböden, Kunststoff- und lackierte Flächen, Metalle, Glasflächen und mittels Sprühextraktion auch Teppichböden; für beschichtete Böden nicht geeignet. Öl, Fett, Ruß und Pigmentschmutz werden erfolgreich entfernt. Exporit Rentex hinterlässt einen frischen Duft nach grünem Apfel und einen natürlichen Glanz.

Physikalisch-Chemische Daten:

Aussehen:	klare, bläulich-grüne Flüssigkeit
Geruch:	süßlich nach grünem Apfel
pH-Wert im Lieferzustand:	pH 7,2 – pH 8,4
pH-Wert 1%ig:	ca. pH 7,5
Dyn. Viskosität (20° C):	30 mPas – 60 mPas
Dichte (20° C):	1,02 g/mL

Hinweise auf besondere Gefahren und Sicherheitsratschläge:

Gefahr: enthält Sekundäres Alkansulfonat – Natriumsalz.
Verursacht schwere Augenschäden. Verursacht Hautreizungen.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Behälter nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

Inhaltsstoffe:

5 % - < 15 % anionische Tenside, 15 % - < 30 % nichtionische Tenside, < 5 % Seife, Duftstoffe, Konservierungsmittel (2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Benzisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone/methyisothiazolinone).

Gebindegrößen:

3421000 10 L Kanister

Produktinformation

Zusätzliche Hinweise:

- Kein Publikumsprodukt. Nur für die gewerbliche Anwendung!
- Lagerung und Transport nur aufrecht stehend im Originalgebinde zulässig.
Lagerung: kein direktes Sonnenlicht, frostfrei, kühl bis max.35°C
- Nie mit anderen Produkten mischen!
- Nicht in andere, nicht dafür vorgesehene Behälter, z.B. Flaschen umfüllen!
- Farbschwankungen des Produktes sind rohstoff- und lagerbedingt, aber kein Qualitätsmangel.

Die Informationen entsprechen unseren Erfahrungen und unserem Kenntnisstand. Eine Verbindlichkeit bzw. entsprechende Ansprüche können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfall sollte der Verwender die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Produkt immer an unauffälliger Stelle prüfen. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorherigen Datenblätter für dieses Produkt ihre Gültigkeit.